

# Questions & Answers

——牽引類

1、產品佩戴不了？

答：產品需要正確佩戴到適當卡位，魔術貼產品可以根據用戶自身尺寸調節。

2、產品熱敷不能用/不夠熱？

答：主要以上兩種情況參考

- A. 該產品熱敷需要接電使用，所以只能接入 USB 電源才能用；
- B. 產品採用可調節溫度，可根據自身情況調節溫度，考慮安全防止燙傷，最高溫度為 60°。

3、熱敷產品每天建議佩戴時間？

答：建議每天佩戴 3 次，每次不超過 1 個小時。